


# Blank qPCR Master Mix (2x)

## REAL TIME PCR KIT



### Kit-Komponenten:

#### Blank qPCR Master Mix (2x)


| Komponente                               | Artikel Nr.<br>E0403-01                                   | Artikel Nr.<br>E0403-02                                 | Artikel Nr.<br>E0403-03                               |
|--|---|---|---|
|  | 100 Reaktionen,<br>je 25 µl,<br>2.5 ml [1x]<br>Endvolumen | 200 Reaktionen,<br>je 25 µl,<br>5 ml [1x]<br>Endvolumen | 1000 Reakt.,<br>je 25 µl,<br>25 ml [1x]<br>Endvolumen |
| Blank qPCR<br>Master Mix (2x)            | 1 x 1.25 ml   | 2 x 1.25 ml   | 10 x 1.25 ml  |
| UNG (Uracil-N-<br>Glycosylase)<br>1 U/µl | 30 µl   | 55 µl   | 270 µl  |
| 25 mM MgCl <sub>2</sub>                  | 0.2 ml  | 0.4 ml  | 2 ml  |
| Wasser,<br>nukleasefrei                  | 1 x 1.25 ml   | 2 x 1.25 ml   | 10 x 1.25 ml  |

### Lagerung:

Lagerung bei -20°C oder bei 4°C für bis zu 1 Monat.

### Beschreibung:

- Der Blank qPCR Master Mix (2x) ist eine universell einsetzbare, gebrauchsfertige Enzympräparation. Die Enzymformulierung ist geeignet für quantitative Echtzeit-PCR ("Real-Time PCR") und für zweistufige Echtzeit-PCR ("Two-Step RealTime-PCR"). Sie ist kompatibel mit den meisten gängigen Echtzeit-PCR-Geräten.
- Blank qPCR Master Mix ist speziell auf die Erfordernisse von qPCR-Anwendungen optimiert, enthält aber keine Farbstoffe. Der Experimentator kann Farbstoffe seiner Wahl beifügen, fluorometrische Messungen auf beliebigen Detektionskanälen durchführen und die Farbstoffkonzentration applikationsspezifisch optimieren.
- Der Mix enthält Perpetual *Taq* DNA Polymerase (Hot Start), optimierte Reaktionspuffer und dNTPs (dTTP ist teilweise durch dUTP ersetzt).
- Perpetual *Taq* DNA Polymerase besteht aus rekombinanter, hochaktiver *Taq* DNA Polymerase, an einen spezifischen, sorgfältig aufgereinigten Anti-*Taq* Antikörper gebunden. Durch diese Bindung wird die *Taq*-Aktivität bei Raumtemperatur zunächst blockiert. Erst nach einer einleitenden Denaturierung für zwei Minuten bei 95°C wird die Polymerase aktiviert. Ist die Polymerase bei Raumtemperatur inaktiv, wird die Ausbildung von Primer-Dimeren durch unspezifische Wechselwirkungen ("Annealing") während der Reaktionsvorbereitung verhindert. Die Spezifität und Sensitivität der PCR-Reaktion wird erhöht und quantitative PCR-Messungen werden nicht durch dsDNA-Bildung aus Amplifikation von Primer-Dimeren verfälscht.
- HotStart Perpetual *Taq* DNA Polymerase ermöglicht komfortables Zusammenfügen der Reaktion bei Raumtemperatur.
- Blank qPCR Master Mix (2x) enthält dUTP als partiellen Ersatz für dTTP. Deshalb kann optional eine Uracil-N-Glycosylase (UNG) zugefügt werden, um Kontaminationen durch Verschleppung zwischen verschiedenen Reaktionsansätzen entgegenzuwirken. UNG entfernt Uracil von beliebigen dU-enhaltenden, verschleppten Amplifikationsprodukten und erzeugt basenfreie Positionen, Angriffspunkte für Hydrolyse und Degradation unerwünschter DNA während des nachfolgenden Denaturierungsschrittes. Dagegen enthält die zu analysierende Vorlagen-DNA (das "Template") keine dU-Positionen und wird nicht hydrolysiert.
- Der Blank qPCR Master Mix (2x) wird in zwei Varianten angeboten: Ohne ROX und mit separat abgefüllter ROX Lösung. ROX Lösung wird für bestimmte Echtzeit-PCR-Geräte benötigt: Zwingend für Systeme von Applied Biosystems und optional für Systeme von Agilent / Stratagene. Unterschiedliche Reaktionsvolumina und Fluktuationen in der Fluoreszenz können Veränderungen im Fluoreszenzsignal bewirken, die nicht auf quantitative PCR zurückzuführen sind. Solche Variationen können durch ROX kompensiert werden. Der Farbstoff ROX tritt nicht mit dsDNA in Wechselwirkung und eignet sich deshalb gut als konstante Basislinie zur Erfassung geringer, PCR-unabhängiger Variationen. ROX beeinflusst die PCR-Reaktion nicht und beeinflusst die Messung der Echtzeit-PCR auf keinem einzigen Instrument. Je nach Echtzeit-PCR-Gerät werden unterschiedliche Mengen an ROX pro Reaktionsansatz empfohlen (siehe Tabelle unten).



# Blank qPCR Master Mix (2x)

## REAL TIME PCR PROTOKOLL

### qPCR- Protokoll

#### Für bestimmte Echtzeit-PCR-Geräte benötigte ROX-Volumina:


| Instrument  | Benötigte ROX-Menge je 25 µl Reaktion   | Endgültige ROX-Konzentration |
|---|---|------------------------------|
| Applied Biosystems: 7300, 7900HT, StepOne, StepOnePlus, ABI PRISM 7000 und 7700   | 0.3-0.5 µl                              | 300-500 nM                   |
| Applied Biosystems: 7500<br>Stratagene: Mx3000P, Mx3005P, Mx4000                  | 0.3-0.5 µl<br>10 x verdünnt (in Wasser) | 30-50 nM                     |
| Weitere Echtzeit-PCR-Geräte:<br>Bio-Rad, Roche, Corbett, Eppendorf, Cepheid, etc. | Nicht benötigt                          | -                            |

#### Ansetzen der PCR Reaktion:

| Komponente                                  | Volumen / Reaktion          | Endkonzentration             |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Blank qPCR Master Mix (2x)                  | 12.5 µl                     | 1 x 2.5 mM MgCl <sub>2</sub> |
| 5'-Primer                                   | Variabel                    | 0.3 - 0.5 µM                 |
| 3'-Primer                                   | Variabel                    | 0.3 - 0.5 µM                 |
| Vorlagen-DNA                                | Variabel                    | 500 ng                       |
| qPCR Farbstoff nach Wahl                    | Variabel                    | Variabel                     |
| Optional: MgCl <sub>2</sub> [25 mM]         | 0 - 1.5 µl                  | 2.5 - 4 mM                   |
| Optional: ROX Lösung, 25 µM                 | 0.3-0.5 µl oder             | 300-500 nM                   |
|   | 0.3-0.5 µl<br>10 x verdünnt | 30-50 nM                     |
| Optional: UNG (Uracil-N-Glycosylase) 1 U/µl | 0.25 µl                     | 0.25 U / Reaktion            |
| Wasser, nukleasefrei                        | Auf 25 µl                   | -                            |
| Endvolumen                                  | 25 µl                       | -                            |

### Hinweise:

- ROX Lösung sollte vor Lichteinfluss geschützt werden um einem vorzeitigen Verlust der Fluoreszenz-Signalintensität entgegenzuwirken.
- Das empfohlene Reaktionsvolumen für die meisten Echtzeit-PCR-Geräte beträgt 25 µl. Andere Volumina können verwendet werden, wenn für ein spezifisches Gerät empfohlen.
- Die optimale Amplikonlänge für Echtzeit-PCR beträgt 70 - 200 bp
- Vor Gebrauch alle Lösungen auftauen, schonend vortexen und kurz anzentrifugieren.
- PCR-Reaktionen werden mit dem Blank qPCR Master Mix (2x) komfortabel bei Raumtemperatur angesetzt.
- Bei hohem Probendurchsatz kann ein Reaktions-Master Mix vorbereitet werden, der alle Komponenten bis auf Vorlagen-DNA (Template) enthält.
- Der Reaktions-Master Mix wird gründlich gemischt und geeignete Aliquots werden in PCR-Reaktionsgefäße oder -platten verteilt.
- Vorlagen-DNA bzw. cDNA ( 500 ng / Reaktion) wird zum Reaktions-Master Mix in die einzelnen Gefäße bzw. Platten verteilt. Für zweistufige RT-PCR sollte der Anteil der cDNA Lösung am gesamten Reaktionsvolumen nicht mehr als 10% des PCR-Endvolumens betragen.
- Kurz anzentrifugieren, um die Reaktionskomponenten am Gefäßboden zu sammeln und Luftblasen zu entfernen. Luftblasen beeinträchtigen die quantitative Fluoreszenzmessung empfindlich.
- Die Proben werden in das Echtzeit-PCR-Gerät gestellt und das Programm zur Fluoreszenzmessung gestartet.
- Die Standardkonzentration von MgCl<sub>2</sub> in Echtzeit-PCR-Reaktionen ist 2.5 mM (wie in 1 x Blank qPCR Master Mix enthalten) - für die meisten PCR Reaktionen optimal. Wenn höhere MgCl<sub>2</sub> Konzentrationen benötigt werden, sollte eine 25 mM MgCl<sub>2</sub> Stammlösung hergestellt werden (kann bei Bestellung bei uns angefordert werden). 1 µl einer 25 mM MgCl<sub>2</sub>-Lösung fügt 25 nmol zum Reaktionsansatz zu und erhöht damit die MgCl<sub>2</sub>-Konzentration einer 25 µl Reaktion um 1.0 mM.
- Eine Primerkonzentration von 0.3 - 0.5 µM ist in den meisten Fällen optimal, kann aber für spezielle Reaktionen in einem Konzentrationsbereich von 0.1 µM bis 1 µM angepasst werden. Die empfohlene Anfangskonzentration beträgt 0.3 µM. Wird die Primerkonzentration erhöht, kann die PCR-Effizienz steigen, aber die PCR-Spezifität nimmt ab. Die optimale Primerkonzentration hängt sowohl von der einzelnen Reaktion als auch vom verwendeten Echtzeit-PCR-Gerät ab.
- Der Schwellenwert (threshold value) für die Analyse soll vor jeder Messung eingestellt werden.
- Wird eines der Instrumente, Bio-Rad iCycler iQ oder MyiQ, eingesetzt, sollte am Anfang der Messung ein Gefäßfaktor ("well factor") bestimmt werden. Gefäßfaktoren dienen zur Korrektur für Variationen bei Fluoreszenzanregung oder für Pipettiergenauigkeiten. Zur Bestimmung wird eine spezielle, externe "well factor" - Platte gemäß der Empfehlungen des Herstellers eingesetzt.



# Blank qPCR Master Mix (2x)

## REALTIME PCR PROTOKOLL

### qPCR- Protokoll - Echtzeit-PCR-Bedingungen

#### Programm für das Echtzeit-PCR-Gerät:

| Schritt                            | Temperatur | Zeit       | Anzahl an Zyklen |
|------------------------------------|------------|------------|------------------|
| Optional:<br>UNG-<br>Vorbehandlung | 50°C       | 2 min      | 1                |
| Einleitende De-<br>naturatierung   | 95°C       | 10 min     | 1                |
| Denaturierung                      | 95°C       | 15 s       | 35-45            |
| Primer-Bindung                     | 50-60°C    | 30 s       |                  |
| Verlängerung                       | 72°C       | 30 s       |                  |
| Optional:<br>Datenerfassung        | X°C        | 15 s       |                  |
| Kühlschritt                        | 4°C        | Unbestimmt | 1                |

#### Hinweise:

1. Wird Uracil-N-Glycosylase (UNG) optional eingesetzt, muss ein Inkubationsschritt bei 50°C für zwei Minuten durchgeführt werden. UNG baut dUMP-enthaltende, kontaminierende PCR-Produkte ab und wirkt somit Verschleppungskontaminationen entgegen.
2. Während des einleitenden Denaturierungsschrittes werden sowohl UNG als auch *Taq*-blockierende anti *Taq*-Antikörper inaktiviert. Zur vollständigen Denaturierung werden die Reaktionen für 2 - 10 min bei 95°C inkubiert. Die einleitende Denaturierung kann auf 2 - 5 min bei 95°C verkürzt werden, wenn UNG nicht in den Reaktionsansätzen enthalten ist.
3. Bei Temperaturen unterhalb von 55°C wird UNG-Aktivität teilweise wieder hergestellt, da sich das Protein erneut zurück faltet. Deswegen sollte die Temperatur bei allen PCR-Schritten 55°C nie unterschreiten, insbesondere bei der Primer-Bindung (dem "Annealing"). Unmittelbar nach Beendigung der PCR sollten die Reaktionen auf 4°C gekühlt werden und anschließend entweder direkt auf ein Gel aufgetragen oder in gefrorenem Zustand gelagert werden.
4. Die Schmelzkurve sollte analysiert werden, um Spezifität und Identität des PCR-Produktes zu verifizieren. Entsprechende, leistungsfähige Routinen zur Schmelzkurvenanalyse sind Bestandteile der Programmausrüstung gängiger Echtzeit-PCR-Geräte. Als Grundlage sollten die Daten für einen Temperaturbereich zwischen 65°C und 95°C herangezogen werden.
5. Die Datenerfassung sollte während des Kettenverlängerungsschrittes ("extension") durchgeführt werden. Es besteht die Möglichkeit, verfälschende Fluoreszenzsignale aus unerwünschter Amplifikation von Primer-Dimeren zu unterdrücken, indem ein zusätzlicher Datenerfassungsschritt zum Protokoll hinzugefügt wird. Möglich ist das immer dann, wenn die Schmelztemperatur (T<sub>m</sub>) des Primer-Dimeres deutlich niedriger als die T<sub>m</sub> des spezifischen Produktes liegt. Die T<sub>m</sub> wird durch die Schmelzkurvenanalyse berechnet. Während der Datenerfassung sollte die Temperatur über der Schmelztemperatur (T<sub>m</sub>) des Primer-Dimers liegen, aber etwa 3°C unterhalb der T<sub>m</sub> des spezifischen Produktes.
6. Während der Entwicklung eines neuen PCR-Tests sollte die Spezifität des PCR-Produktes immer parallel durch Gelelektrophorese überprüft werden, da sich die Schmelzkurven von spezifischen und unerwünschten, unspezifischen Produkten (v.a. Primer-Dimere) überlappen können.